

# Taakanalyse

*Uitgaande van de techniek T-PEMF*

*Voor behandeling*

Stap 0 en 1 Voer de stappen 2 t/m 5 achtereenvolgens uit

0. Headcap wordt voorgeschreven door arts

1. Headcap plaatsen

2. Sensoren positioneren

3. Apparatuur aanzetten

4. Waardes instellen

5. Activeren therapie

Stap 3 Na stap 2, eerst tussenstap 2.1 uitvoeren, dan stap 3.

Stap 4 Na stap 3, eerst tussenstap 3.1-3.2-3.3 uitvoeren, dan stap 4.

Stap 5 Na stap 4, tussenstappen 4.1-4.2-4.3 uitvoeren.

3.1 Knop omzetten

4.1 Duur instellen

5.1 Knop omzetten

4.2 Frequentie instellen

5.2 Spoelen controle

4.3 Intensiteit instellen

5.3 Starten therapie

= arts

= gebruiker

# Taakanalyse

Uitgaande van de techniek T-PEMF

Na behandeling

Stap 0 Voer de stappen 1 t/m 4 achtereenvolgens uit

0. Headcap verwijderen

1. Deactiveren therapie

2. Waardes aflezen

3. Apparatuur uitzetten

4. Headcap afzetten

1.1 Stoppen therapie

2.1 Intensiteit  
aflezen

3.1 Knop omzetten

1.2 Knop omzetten

2.2 Frequentie  
aflezen

2.3 Duur  
aflezen

Stap 1 Na stap 1, eerst tussenstap 1.1 en 1.2 uitvoeren, dan stap 2.

Stap 2 Na stap 2, eerst tussenstap 2.1-2.2-2.3 uitvoeren, dan stap 3.

Stap 3 Na stap 3, tussenstappen 3.1 uitvoeren, dan stap 4.

= arts

= gebruiker

Stap 0 Voer de stappen 1 t/m 4 achtereenvolgens uit

0. Gebruik headcap

1. Instelbaar zijn

2. Therapie starten

3. Comfort bieden

4. Therapie eindigen

1.1 Instelbaar op  
hoofd

2.1 Activatie knop/  
hendel

3.1 Comfortabel  
zitten

4.1 Uit knop/ hendel

1.2 Spoelen zijn  
instelbaar

2.2 Feedback over  
aan/ uit staan

3.2 Niet opvallen

4.2 Feedback over aan/  
uit staan

2.3 Therapie wordt  
voelbaar gestart

4.3 Veilig opbergbaar

4.4 Informatie doorstu-  
ren naar arts

Stap 1 Na stap 1, eerst tussenstap 1.1 en 1.2 uitvoeren, dan stap 2.

Stap 2 Na stap 2, eerst tussenstap 2.1-2.2-2.3 uitvoeren, dan stap 3.

Stap 3 Na stap 3, tussenstappen 3.1 uitvoeren, dan stap 4.